

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Shp1-Y564 (Ptpn6) Para Wb, Elisa - P29350

Número de artículo: CM0001618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SHP-1 fosforilado en tirosina 564, validado para western blot y ELISA en humano y ratón; adecuado para investigación en señalización inmune y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-SHP1-Y564 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1; Phospho-SHP1-Y564
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5777
GeneID	5777
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de Y564 de PTPN6 humano (NP_002822.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P29350
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo