


Ac Anti-Fosfo-Smad1-S463/S465+Smad5-S463/S465+Smad9-S465/S467 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Número de artículo: CM0001228



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que reconoce SMAD1 (Ser463/465), SMAD5 (Ser463/465) y SMAD9 (Ser465/467). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la vía de señalización BMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac anti-fosfo-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 de conejo
Observaciones/Alias	BSP1; MADH1; MADR1; JV4-1; DWFC; JV5-1; MADH5; MADH6; MADH9; SMAD8; Fosfo-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467
Especies	Humano
GenelD (Humano)	4086/4090/4093
GenelD	4086/4090/4093
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo