


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Smad2-S465/S467 Para Wb - Q15796

Número de artículo: CM0001197



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra SMAD2 fosforilado en S465/S467. Validado para Western blotting (WB) y ELISA; reacciona cruzadamente con SMAD2 humano y de ratón. Ideal para estudios de señalización por TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Phospho-Smad2-S465/S467 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de S465 y S467 del SMAD2 humano (NP_005892.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15796
Peso Molecular	52kDa
Envío	Bolsa de hielo