

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Smad2 (Ser467) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15796

Número de artículo: CM0001062



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra fosfo-Smad2 (Ser467), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta el transductor de señalización fosforilado de TGF-beta/activina en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-fosfo-Smad2-S467
Observaciones/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Fosfo-Smad2-S467
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido fosforilado sintético alrededor de la S467 de Smad2 humano (NP_001003652.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15796
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo