


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Smad3 (S423/S425) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Número de artículo: CM0000783



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a Smad3 pS423/pS425. Validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Esencial para estudiar las cascadas de señalización de TGF-beta/activina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Smad3-S423/S425 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Fosfo-Smad3-S423/S425
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4088
ID de Gen	4088
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S423 y S425 de Smad3 humano (P84022).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84022
Peso Proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo