


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Smad3 (S423/S425) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Número de artículo: CM0001513



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico de fosforilación que se dirige al SMAD3 humano fosforilado en S423/S425. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización TGF-beta y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Smad3-S423/S425 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Fosfo-Smad3-S423/S425
Especie	Humano
GeneID	4088 (Humano)
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético correspondiente a los residuos que rodean S423/S425 del SMAD3 Humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84022
Peso Proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo