


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Smad5 (S463/S465) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Número de artículo: CM0000787



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Smad5 fosforilado (S463/S465). Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar señalización BMP, diferenciación celular y desarrollo embrionario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-Smad5-S463/S465
Observaciones/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Fosfo-Smad5-S463/S465
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4090
GeneID	4090
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S463 y S465 de Fosfo-Smad5-S463/S465 humano (NP_005894.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99717
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo