


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Smc1 (S957) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14683

Número de artículo: CM0001726



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMC1A fosforilado en S957, validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de cohesina, reparación del ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-SMC1-S957
Observaciones/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
Especie	Humano
ID genético (Humano)	8243
ID genético	8243
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S957 de SMC1A humana (NP_006297.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14683
Peso de la proteína	143kDa
Envío	Bolsa de hielo