

## Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Smo (S611/S615/S616) Para Wb Y Elisa - Q99835

Número de artículo: CM0001998



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para SMO humano fosforilado en S611, S615 y S616. Validado para Western blot y ELISA, adecuado para estudios de señalización de Hedgehog. Reacciona con la proteína smoothened humana.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Phospho-SMO-S611/615/616 Rabbit pAb                   |
| Notas / Alias       | Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615/616 |
| Especie             | Humano                                                |
| GeneID (Humano)     | 6608                                                  |
| GeneID              | 6608                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                                     |
| Origen              | Conejo                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                |
| SWISS               | Q99835                                                |
| Peso de la Proteína | 86kDa                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                        |