


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Sqstm1/P62-S349 Para Wb, Elisa - Q13501

Número de artículo: CM0000419



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-SQSTM1/p62-S349 validado para WB y ELISA. Detecta SQSTM1/p62 endógeno fosforilado en Ser349 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en autofagia y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-SQSTM1/p62-S349
Observaciones/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; Fosfo-SQSTM1/p62-S349
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8878
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S349 del SQSTM1/p62 humano (NP_003891.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13501
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo