


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Familia Src (Y416) Para Wb, Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Número de artículo: CM0000811



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico que detecta las quinasas de la familia SRC en el bucle de activación conservado Y416 (humano, reacciona de forma cruzada con rata). Validado para western blot y ELISA, compatible con investigación en transducción de señales y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-Familia SRC-Y416
Observaciones/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Fosfo-Familia SRC-Y416
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2534/3055/3932/4067/6714/7525
ID del Gen	2534/3055/3932/4067/6714/7525
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y416 de la Familia SRC humana (NP_005408.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P12931/P06241/P06239/P07947/P08631/P07948
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo