


Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Fosfo-Src (S17) Para Wb Y Elisa - P12931

Número de artículo: CM0001886



Introducción

Anticuerpo Policlonado de Conejo Fosfo-Src-S17 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de la quinasa Src en adhesión celular, cáncer y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Src-S17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Fosfo-Src-S17
Especie	Humano
GeneID (humano)	6714
GeneID	6714
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor del S17 de Src humano (NP_005408.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12931
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo