

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Src-Y529 Para Wb Y Elisa - P12931

Número de artículo: CM0000793



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Src fosforilada en la tirosina 529 para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas. Ideal para investigación en cáncer, adhesión celular y resorción ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-Src-Y529
Observaciones/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Fosfo-Src-Y529
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6714
GeneID	6714
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y529 de la Src humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P12931
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo