

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Srf (Ser103) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Número de artículo: CM0001024



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la Ser103 fosforilada de SRF humana. Validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la transcripción mediada por SRF y la regulación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-SRF-S103 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MCM1; Fosfo-SRF-S103
Especie	Humano
ID de Gen	6722
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S103 de SRF humana (NP_003122.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11831
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo