


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Stat1 (S727) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42224

Número de artículo: CM0001317



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a STAT1 fosforilado en Ser727. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de señalización IFN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-STAT1-S727 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-S727
Especie	Humano
GeneID (humano)	6772
GeneID	6772
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S727 de STAT1 humano (P42224)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo