


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stat1 (S727) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42224

Número de artículo: CM0001952



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce fosfo-STAT1 (Ser727). Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con STAT1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización por interferón y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-STAT1-S727
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-S727
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6772
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido fosforilado sintético alrededor de S727 de STAT1 humano)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo