


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stat1 (Ser727) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Número de artículo: CM0001757



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a STAT1 fosforilado (Ser727) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Peso molecular esperado 87 kDa. UniProt P42224.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-STAT1-S727 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-S727
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6772
ID de Gen	6772
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S727 de STAT1 humana (NP_009330.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42224
Peso Proteico	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo