


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stat1 (Y701) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Número de artículo: CM0000961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-STAT1 (Y701) validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Detecta STAT1 fosforilado, un factor de transcripción clave en las vías de señalización del interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra Fosfo-STAT1-Y701
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-Y701
Especie	Humano
GeneID (humano)	6772
GeneID	6772
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y701 de STAT1 humano (NP_009330.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo