

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat2 Fosforilado (Tyr690) Para Wb Y Elisa - P52630

Número de artículo: CM0001620



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra STAT2 (Tyr690) para WB y ELISA. Validado en muestras humanas y de rata; detecta una banda de 98 kDa. Ideal para investigación sobre señalización por interferones de tipo I y estudios antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-STAT2 fosforilado Y690
Observaciones/Alias	P113, IMD44, ISGF-3, PTORCH3, STAT113
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6773
GeneID	6773
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado correspondiente a la región de Y690 de la STAT2 humana (NP_005410.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicaciones	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P52630
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo