

Anti-Fosfo-Stat3-S727 Rabbit Mab - P40763

Número de artículo: CM0000868



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra STAT3 fosforilado (S727) validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Detecta STAT3 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización JAK/STAT, inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-STAT3-S727 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6774
GeneID	6774
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S727 de STAT3 humana (NP_644805.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40763
Peso proteico	88 kDa/83 kDa
Envío	Bolsa de hielo