

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Stat3-S727 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Número de artículo: CM0001553



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para STAT3 fosforilado en Ser727. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Ideal para investigar la señalización de STAT3 en inflamación, ciclo celular y diferenciación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Fosfo-STAT3-S727 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	APRF; Fosfo-STAT3-S727
Especie	Humano
ID de Gen	6774
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S727 de STAT3 humano (P40763)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo