


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Stat5-Y694 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Número de artículo: CM0001405



Introducción

El mAb monoclonal de conejo contra Fosfo-STAT5-Y694 detecta STAT5A/B humana fosforilada en Y694. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Para el estudio de la activación de la vía JAK/STAT y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo contra Fosfo-STAT5-Y694
Observaciones/Alias	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Phospho-STAT5-Y694
Especie	Humana
GeneID (humana)	6776/6777
GeneID	6776/6777
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y694 de la STAT5 humana (NP_001275647.1/NP_036580.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P42229/P51692
Peso de la Proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo