


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stat5-Y694 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Número de artículo: CM0001026



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-STAT5-Y694 validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Detecta STAT5A/STAT5B fosforilada en Y694, clave para la señalización de citoquinas y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-STAT5-Y694
Observaciones/Alias	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Fosfo-STAT5-Y694
Especies	Humano
GeneID (Humano)	6776/6777
GeneID	6776/6777
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y694 de STAT5 humano (NP_003143.2/NP_036580.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42229/P51692
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo