


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stat5A (S780) Para Wb - P42229

Número de artículo: CM0000630



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Fosfo-STAT5A (S780) validado para Western blot en muestras humanas. Detecta la forma activada de STAT5A, un factor de transcripción clave en la señalización de citocinas y la lactancia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-STAT5A-S780 Rabbit pAb
Notas / Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-S780
Especie	Humano
ID genético (Humano)	6776
ID genético	6776
Inmunógeno	Péptido sintético fosfoespecífico correspondiente a los residuos alrededor de S780 de la STAT5A humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42229
Peso proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo