

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Stathmina 1 (S25) Para Wb, Elisa - P16949

Número de artículo: CM0001203

Introducción

Anticuerpo monoclonal fosfo-específico de conejo dirigido a Stathmina 1 (S25) para WB y ELISA, que reconoce humano y rata. Adecuado para estudiar la dinámica de microtúbulos, la regulación del ciclo celular y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-Stathmina 1-S25
Observaciones/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Stathmina 1-S25
Especies	Humano
GeneID (Humano)	3925
GeneID	3925
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S25 de la Stathmina 1 humana (NP_005554.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo