

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Estathmina 1 (Ser16) Para Wb Y Elisa - P16949

Número de artículo: CM0000620

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-Estathmina 1 (Ser16) validado para western blot (WB) y ELISA. Detecta la Estathmina 1 humana y de ratón, una fosfoproteína desestabilizadora de microtúbulos crítica para la neurogénesis y frecuentemente sobreexpresada en leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Estathmina 1-S16 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Fosfo-Estathmina 1-S16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3925
GeneID	3925
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S16 de la Estathmina 1 humana (NP_001138926.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo