

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Sting1 (Ps366) Para Wb, Elisa - Q86Wv6

Número de artículo: CM0001989



Introducción

El mAb de conejo Fosfo-STING/TMEM173-S366 detecta la proteína STING1 endógena cuando está fosforilada en Ser366. Adecuado para WB y ELISA, este anticuerpo es una herramienta crítica para estudiar la señalización inmunitaria innata, la vía cGAS-STING y las interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-STING/TMEM173-S366
Observaciones/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Fosfo-STING/TMEM173-S366
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	340061
ID del Gen	340061
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S366 de STING1 humano (NP_938023.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86WV6
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo