


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stk11-T189 Para Wb - Q15831

Número de artículo: CM0001659



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta la fosforilación en T189 de STK11 (LKB1) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de señalización AMPK, supresión tumoral y polaridad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Fosfo-STK11-T189
Observaciones/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Fosfo-STK11-T189
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6794
ID del Gen	6794
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T189 de STK11 humano (NP_000446.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15831
Peso Molecular de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo