

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Stk3/Mst2-T384 Para Wb, Elisa - Q13188

Número de artículo: CM0001335



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la Thr384 fosforilada de la STK3/MST2 humana. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la apoptosis y la señalización de la vía Hippo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-STK3/MST2-T384 pAb de conejo
Notas / Alias	KRS1; MST2; Fosfo-STK3/MST2-T384
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6788
ID del gen	6788
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T384 de la STK3/MST2 humana (NP_006272.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13188
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo