

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Stk3/Stk4-T180/T183 Para Wb Y Elisa - Q13188 / Q13043

Número de artículo: CM0001696



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad específico para STK3/STK4 fosforilado en T180/T183, validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización Hippo, la apoptosis y la biología del centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-STK3/STK4-T180/T183
Observaciones/Alias	KRS1; MST2; KRS2; MST1; YSK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T180 de STK3/STK4 humano STK3 (NP_006272.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13188/Q13043
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo