

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Syk-Y323 Para Wb, Elisa - P43405

Número de artículo: CM0001609



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Syk humana fosforilada en Tyr323. Validado para Western blot y ELISA; detecta una banda de 72 kDa. No reacciona de forma cruzada con otras especies. Adecuado para la investigación de señalización de células B e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-Syk-Y323 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IMD82; p72-Syk; Fosfo-Syk-Y323
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6850
GeneID	6850
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y323 de Syk humana (NP_003168.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo