

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Syk (Y352)/Zap70 (Y319) (Pab) Para Wb, Elisa - P43405 / P43403

Número de artículo: CM0001843



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Syk (Y352) y ZAP70 (Y319) fosforilados para aplicaciones de Western blot y ELISA. Específico para muestras humanas, ideal para la investigación de señalización de inmunorreceptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-Syk-Y352/ZAP70-Y319
Observaciones/Alias	SYK/ZAP70; Fosfo-Syk-Y352/ZAP70-Y319
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6850/7535
ID del Gen	6850/7535
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y352 de Syk humano (NP_003168.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43405/P43403
Peso Proteico	69kDa/72kDa/35kDa/55kDa
Envío	Bolsa de hielo