

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Syk (Y525/526) Para Wb Y Elisa - P43405

Número de artículo: CM0000838



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico contra SYK humano fosforilado en Tyr525/526. Validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios de señalización del receptor de células B, inmunidad innata y actividad quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-Syk-Y525/526
Observaciones/Alias	IMD82; p72-Syk; Fosfo-Syk-Y525/526
Especie	Humano
GeneID (humano)	6850
GeneID	6850
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y525 y Y526 de Syk humano (NP_003168.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo