


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Tak1-S439 Para Wb - O43318

Número de artículo: CM0000553



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-TAK1-S439 validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Diseñado para estudiar la señalización de MAPK, la activación de NF- κ B y las respuestas al estrés celular.

[Aprende más](#)

Parámetro Principal	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-TAK1-S439
Observaciones/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Fosfo-TAK1-S439
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6885
GeneID	6885
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S439 de TAK1 humano (O43318)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O43318
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo