

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Tau (S396) Para Wb Y Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001451



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra fosfo-Tau (S396) para la detección de proteína tau fosforilada, validado para WB y ELISA. Tiene reactividad cruzada con tau de ratón, es adecuado para investigación en neurodegeneración y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Tau-S396 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S396
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S396 de la tau humana (NP_005901.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo