

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tau Fosforilada S404 Para Wb Y Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001446



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Tau fosforilada S404 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce la Tau fosforilada de humanos, ratones y ratas en la posición S404. Ideal para investigación de enfermedades neurodegenerativas y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Tau fosforilada S404
Notas / Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4137
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la posición S404 de la Tau humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo