

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tau Fosforilada (Ser416) Para Wb, Ihc, If, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0001732



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la Tau humana fosforilada en Ser416. Validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta MAPT de humano, ratón y rata. Para investigación en neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Tau-Ser416 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser416
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de S416 de la Tau humana (NP_005901.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo