

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Tau (T205) Para Wb, Ihc-P, If - P10636

Número de artículo: CM0001241



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Tau fosforilada (T205). Validado para WB, IHC-P, IF y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo Fosfo-Tau-T205
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T205
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T205 de Tau humana (NP_001190181.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso Proteico	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo