

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tau-T217 (Pab) Para Wb, Elisa - P10636-5

Número de artículo: CM0001504

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-Tau-T217 (pAb) para WB, ELISA. Detecta Tau fosforilada en T217 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre Alzheimer y tauopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-Tau-T217 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T217
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido fosforilado sintético alrededor de T217 de la Tau humana (NP_001190181.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636-5
Peso de la proteína	32-45kDa/78-80kDa
Envío	Bolsa de hielo