

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Tau-T231 Para If-P, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0000788



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-Tau-T231 validado para IF-P y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Dirigido contra la Treonina 231 fosforilada de Tau (P10636), clave en la investigación del Alzheimer y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Fosfo-Tau-T231
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T231
Especie	Humano
ID del Gen	4137
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T231 de la Tau humana (P10636).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo