


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tbc1D4-T642 Para Wb, Elisa - O60343

Número de artículo: CM0001662



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la treonina 642 fosforilada de TBC1D4/AS160 humano. Validado para western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para estudiar la captación de glucosa estimulada por insulina y los mecanismos de la diabetes tipo 2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-TBC1D4-T642
Observaciones/Alias	AS160; NIDDM5; Fosfo-TBC1D4-T642
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9882
ID del Gen	9882
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T642 de TBC1D4 humano (NP_055647.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60343
Peso Proteico	147kDa
Envío	Bolsa de hielo