


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tbk1/Nak-S172 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Número de artículo: CM0001369



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta TBK1/NAK fosforilado en Ser172. Validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para estudios de inmunidad innata, señalización antiviral y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-TBK1/NAK-S172 pAb de conejo
Notas/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	29110
ID del gen	29110
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor del S172 de TBK1/NAK humano (NP_037386.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHD2
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo