

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tdp-43/Tardbp (S409/S410) Para Wb, Db, Elisa - Q13148

Número de artículo: CM0001763



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a S409/S410 de TDP-43 humano (TARDBP). Validated para WB, DB y ELISA. Adecuado para estudiar mecanismos de enfermedades neurodegenerativas y biología del ARN. Detecta una banda de 45 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Fosfo-TDP-43/TARDBP-S409/S410 pAb de Conejo                                                  |
| Observaciones/Alias | ALS10; TDP-43; Fosfo-TDP-43/TARDBP-S409/S410                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 23435                                                                                        |
| GeneID              | 23435                                                                                        |
| Inmunógeno          | Un péptido fosforilado sintético alrededor de S409&S410 de TDP-43/TARDB humano (NP_031401.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                                     |
| Aplicación          | WB, DB, ELISA                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                       |
| SWISS               | Q13148                                                                                       |
| Peso Proteico       | 45kDa                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                               |