


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Tifa-T9 Para Wb, Elisa - Q96Cg3

Número de artículo: CM0001178



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-TIFA-T9 detecta la TIFA fosforilada en Thr-9 en muestras humanas. Adecuado para WB y ELISA, ideal para la investigación de inmunidad innata y señalización NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-TIFA-T9 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	92610
GeneID	92610
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96CG3
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo