

Anticuerpo Policloanal De Conejo Anti-Trka Y490 Fosforilado Para Wb Y Elisa - P04629

Número de artículo: CM0000840



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra TrkA-Y490 (NTRK1) validado para Western blot y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y rata en investigación de señalización neurotrófica y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-TrkA-Y490 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; Phospho-TrkA-Y490
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4914
GeneID	4914
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de Y490 de TrkA humano (NP_001012331.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04629
Peso de la Proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo