


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Tsc2 (S1387) Para Wb Y Elisa - P49815

Número de artículo: CM0001821



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico contra Tuberina (TSC2) fosforilada en Ser1387. Validado para Western blot y ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación de la vía mTOR y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-TSC2-S1387
Observaciones/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; Fosfo-TSC2-S1387
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7249
GeneID	7249
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49815
Peso Proteico	201kDa
Envío	Bolsa de hielo