

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ubiquitina-Ser65 Para Wb, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Número de artículo: CM0001301



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Fosfo-Ubiquitina-Ser65 validado para WB, ELISA. Detecta la Ser65 fosforilada de la ubiquitina humana; ideal para estudiar ubiquitinación, degradación de proteínas y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-Ubiquitina-Ser65
Observaciones/Alias	UBC; S27A; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HEL-S-50; HMG20; Fosfo-Ubiquitina-Ser65
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6233/7311/7314/7316
GeneID	6233/7311/7314/7316
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S65 de la Ubiquitina humana (NP_002945.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Peso Proteico	18kDa/15kDa/77kDa
Envío	Bolsa de hielo