

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-B-Catenina-S45 Para Wb, Elisa - P35222

Número de artículo: CM0000912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-β-Catenina-S45 (P35222) para WB y ELISA. Detecta la β-catenina fosforilada endógena en Ser45 en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización Wnt y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-β-Catenina-S45
Observaciones/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo-β-Catenina-S45
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S45 de la β-catenina humana (NP_001091679)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo