

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-B-Catenina (S552) Para Wb, Elisa - P35222

Número de artículo: CM0000871



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra fosfo- β -Catenina (S552). Validado para WB, ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización Wnt y adhesión celular. - P35222

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo- β -Catenina-S552 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S552
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de S552 de la beta Catenina humana (NP_001091679)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35222
Peso de Proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo