

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Vangl2 (S79/S82/S84) Para Wb Y Elisa - Q9UIk5

Número de artículo: CM0001294



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para VANGL2 fosforilado en las serinas 79, 82 y 84. Validado para Western blot y ELISA, reacciona con muestras humanas y de rata. Adecuado para estudiar la polaridad celular planar y procesos del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Fosfo-VANGL2-S79/S82/S84
Observaciones/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Fosfo-VANGL2-S79/S82/S84
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57216
GeneID	57216
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido específico de fosforilación correspondiente a los residuos que rodean S79/S82/S84 de VANGL2 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9ULK5
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo